

Алгоритм работы с жидкими отходами

Режим обеззараживания жидких отходов зависит от используемого дезсредства, вида отходов и вида микроорганизмов, которые могут быть в них.

Определить режим обеззараживания необходимо с учетом режима, который указал производитель в инструкции по применению дезсредства. Для обеззараживания можно использовать жидкие дезсредства либо дезсредства в гранулах. Примеры:

- 1 Залить жидкие отходы 2 частями 1% дезинфицирующего раствора «Миро-дез базик» к 1 части жидких отходов на 90 минут.** По окончании времени экспозиции обеззараженные отходы слить в канализацию.
- 2 Засыпать жидкие отходы с оборудования для исследования мочи** гранулами «Хлормисепт Р» в соотношении **2 г гранул на 1 л отходов** или гранулами «БиаХлор Плюс» в соотношении **1,8 г на 1 л отходов** и перемешать, время экспозиции после засыпания – **60 минут**.
- 3 Залить жидкие отходы с оборудования Тесап 1 частью 1,25% дезинфицирующего раствора «Велтолен» к 1 части жидких отходов на 60 минут.** По окончании времени экспозиции обеззараженные отходы слить в канализацию.

Емкости в которых накапливаются жидкие отходы маркируются отметкой, по которую возможен набор жидких отходов. Другая отметка должна быть в случае применения растворов дезсредств для их обеззараживания. Эта отметка показывает, сколько нужно налить раствора дезсредства.