

Чек-лист. Убедитесь, что изделия из укладки соответствуют требованиям

Укладка для забора биоматериала от пациентов:

- ☐ у контейнеров для сбора и транспортировки анализов закручивающиеся крышки
- ☐ пробирки для мазков одноразовые полимерные и с закручивающимися крышками
- ☐ pH пептонной воды находится в диапазоне от 7,6 до 7,8

Укладка для забора биоматериала из окружающей среды:

- ☐ пинцет одноразовый размером 150 мм
- ☐ тампоны для отбора смывов хлопковые, стерильные размером 150 × 12 мм
- ☐ полиэтиленовые пакеты оснащены застежкой-молнией, их размер 210 × 150 мм
- ☐ емкости 0,5 и 1 л сделаны из стекла, имеют закручивающуюся крышку и устойчивы к автоклавированию