

Чек-лист. Проверьте, что привели рентген-кабинеты в соответствие с новыми требованиями из СанПиН 2.6.4115-25

- Во всех помещениях, кроме реанимационных и обычных палат, а также рентгенооперационных, стоят стационарные рентген-аппараты.
- Зона размещения кресла-каталки в рентген-кабинетах составляет не менее 1,5 метра в ширину и 2,5 метра в длину.
- Приток воздуха в процедурной осуществляется в верхнюю зону. Воздух удаляется из двух зон: 40 процентов из верхней зоны и 60 процентов из нижней зоны на высоте 60 см от пола.
- Кратность воздухообмена в помещениях рентгенодиагностических и рентгенотерапевтических кабинетов не менее величин, которые предусмотрены в приложении 8 к СанПиН 2.6.4115-25.
- В процедурной рентгеновского кабинета, за исключением рентгенооперационной, обеспечено преобладание вытяжки над притоком.
- Вытяжная вентиляция в фотолаборатории выполнена локально для проявочной машины.